

Стул медицинский Артинокс АТ-А7 с опорой для ног

ИМ-7.108024 до 29.11.2024

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, с опорой для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	450-570 мм
Диаметр сидения	410 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул АТ-А7 Артинокс.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии - регулировка высоты сидения в диапазоне 450-570 мм (пневмоэлемент), диаметр сидения - 410 мм, высота стула 840-960 мм, опора для ног, колеса Ø50 мм.

Основа - металл.