

## Суспензия каолина / Kaolin Suspension, кат. № 53765

ИМ-7.98849/2111

система открытая, другое

Helena Laboratories, Великобритания

### Характеристики

---

Система	открытая
Параметр определения	другое
Назначение	восстановление тромбина
Фасовка	каолиновая суспензия (0.5 г/л) – 1 шт. × 100 мл

### Описание

---

**Суспензия каолина / Kaolin Suspension** используется для восстановления тромбина в случаях, когда порядок работы прибора требует восстановления каолином тромбинового реагента для использования тест-систем, определяющих фибриноген методом Клаусса.