

Суспензорий ПИ-03

ИМ-7.102733/1 709 до 29.05.2020

бандаж, паховый (суспензорий), материал хлопок, застежка контакт

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	паховый (суспензорий)
Материал	хлопок
Фиксация	застежка контакт

Дополнительные характеристики

Назначается больным с неправильными пахово-машоночными грыжами и водянкой яичка. Изделие представляет собой чехол на широком (12 см) или узком (6 см) поясе и крепится на теле с помощью пуговиц или застежки «велкро» и подбедренников. Изготавливается из х/б ткани. Изделие изготавливается по индивидуальным меркам заказчика.