

Светильник комбинированный Teko-Mach LED 160-П + 160-П

ИМ-7.112480

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 160 кЛк

Текомир Медицина ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк

Дополнительные характеристики

Медицинский светильник Teko-Mach LED 160-П + 160-П – двухкупольный скомбинированный по дизайну и функциям хирургический светильник премиум-класса.

Состоит из двух светильников Teko-Mach LED 160-П

Освещенность: 160.000 Люкс

Применение:

- операционные залы любых размеров
- стоматологические кабинеты
- ветеринарные лечебницы