

## Светильник стоматологический Mach LED 130 Dental

ИМ-7.102730 до 28.05.2020

смотровой, потолочный / передвижной / настенный,  
светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 19 шт.,  
освещенность 40 / 65 кЛк, фокусируемое поле 0-170  
мм, 4300К, фокусировка



Dr. Mach GmbH & Co. KG, Германия

### Характеристики

---

Тип	смотровой
Способ крепления	потолочный / передвижной / настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	19 шт.
Уровень освещенности	40 / 65 кЛк
Регулировка освещенности	50-100 %
Фокусируемое поле	0-170 мм
Цветовая температура	4300К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Рабочее расстояние	700-1400 мм
Срок службы источника света	40000 ч

### Функции

---

Фокусировка	Да
-------------	----

### Дополнительные характеристики

---

Медицинский светильник компании Dr. Mach (модель **LED 130 Dental**) создан для стоматологических кабинетов.

Главной особенностью прибора являются 2 функции:

- **«Композитный режим»** - поле желтого цвета исключает преждевременное высыхание композитных пломб.

- «**Овальное пятно**» - поле позволяет осветить ротовую полость максимально удобно для стоматолога.

Белое круглое световое поле (65.000 люкс, диаметр 12 см);

Белое овальное световое поле (40.000 люкс), соответствующее стандарту DIN EN ISO 9680, для освещения оральной полости без бликов.

**Исполнение:**

- стандартные модели - 1.5 метровая подставка с коротким плечом, передвижная подставка ( 1.2 метров) с питанием в ручке;
- настенная модель - с вращающимся плечом;
- потолочная модель - с вращающимся плечом , высота фиксации до 3-х метров.