

Светильник медицинский Toplite-G

ИМ-7.101594 до 02.07.2019

операционный, потолочный / настенный,
светодиодный, куполов 2 шт., светодиодов 80 шт.,
освещенность 160 кЛк, 4200K

Shanghai Fuhong Science & Technology Development
Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Количество светодиодов	80 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Цветовая температура	4200K
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	12-28 мм

Дополнительные характеристики

В хирургических светильниках Toplite используется технология голубого покрытия, что позволяет создать освещение, близкое к солнечному свету.

Преимущества:

- Подвесная система потолочных светильников имеет 6-коленную пружинную подвесную систему, обеспечивающую точное позиционирование светильника без инерционного движения.
- Автоматическое переключение светильника на резервную лампу обеспечивает бесперебойную работу в случае перегорания основной лампы.
- Гладкая поверхность и обтекаемая форма купола без труднодоступных мест облегчает его чистку и дезинфекцию.
- Диаметр купола 70 см и 60 см.
- Дополнительно светильники могут комплектоваться блоком бесперебойного питания и мультимедийной системой.