

Светильник смотровой Mach LED 110

ИМ-7.111473 до 18.03.2027

операционный / смотровой, передвижной / настенный
/ настольный, светодиодный, куполов 1 шт.,
светодиодов 3 шт., освещенность 30 кЛк,
фокусируемое поле 110-220 мм, 4000К, фокусировка

Dr. Mach GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный / смотровой
Способ крепления	передвижной / настенный / настольный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	3 шт.
Уровень освещенности	30 кЛк
Фокусируемое поле	110-220 мм
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи (Ra)	97
Индекс цветопередачи (R9)	96
Глубина освещения	1250 мм
Срок службы источника света	60000 ч
Размер купола	120 мм

Функции

Фокусировка	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский светодиодный Mach LED 110 – разработан для освещения области обследования в больнице или кабинете врача высокоинтенсивным бестеневым светом.

Используется в следующих помещениях:

- малая операционная;

- перевязочная;
- смотровая;
- ветеринарная клиника;
- гинекологический кабинет;
- стоматологический кабинет;
- процедурный кабинет.

Варианты крепления:

- настенное;
- настольное;
- с креплением на рельс;
- с креплением на круглые или прямоугольные трубы;
- на поверхности.