

Светильник медицинский Teko-Mach LED 110-Ш

ИМ-7.112480

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 26 шт., освещенность 110 кЛк,
4500К

Текомир Медицина ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	26 шт.
Уровень освещенности	110 кЛк
Цветовая температура	4500К

Дополнительные характеристики

Медицинский светильник Teko-Mach LED 110-Ш (на передвижном штативе) разработан для установки в:

- операционных
 - перевязочных
 - смотровых
 - стоматологических кабинетах
 - ветеринарных клиниках
-
- Может быть оснащен системой видеонаблюдения
 - Почти не ощутимое тепловыделение как в районе головы хирурга, так и в области раны
 - Воспроизведение естественных цветов
 - Точное освещение области раны
 - Простое позиционирование осветительного блока светильника

Модификации светильника Teko-Mach LED 110-Ш

	Тeko-Mach LED 110-01-Ш	Тeko-Mach LED 110-02-Ш
Освещенность на расстоянии 1 м	110.000 Люкс	
Глубина освещения 20%	1780 мм	1800 мм
Индекс цветопередачи	97 Ra	
Фокусируемое световое поле	19 см	18-25 см
Цветовая температура	4500 К	
Регулировка яркости освещения	5-100 %	
Повышение температуры в области головы	0.5 °	
Количество светодиодов	26	
Срок службы светодиодов	60 000 ч	
Рабочее расстояние	70-140 см	
Диаметр осветительного блока	40 см	
Регулировка по высоте	118 см	