

Светильник медицинский Teko-Mach LED 130-Н

ИМ-7.112480

операционный, настенный, светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 26 шт., освещенность 130 кЛк, 4500К

Текомир Медицина ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	26 шт.
Уровень освещенности	130 кЛк
Цветовая температура	4500К

Дополнительные характеристики

Медицинский светильник Teko-Mach LED 130-Н (настенное крепление) разработан для установки в:

- операционных
 - перевязочных
 - смотровых
 - стоматологических кабинетах
 - ветеринарных клиниках
-
- Может быть оснащен системой видеонаблюдения
 - Почти не ощутимое тепловыделение как в районе головы хирурга, так и в области раны
 - Воспроизведение естественных цветов
 - Точное освещение области раны
 - Простое позиционирование осветительного блока светильника

Модификации светильника Teko-Mach LED 130-H

Характеристики	Тeko-Mach LED 130-01-H
Освещенность на расстоянии 1 м	130.000 Люкс
Глубина освещения 20%	1800 мм
Индекс цветопередачи	97 Ra
Фокусируемое световое поле	17-24 см
Цветовая температура	4500 К
Регулировка яркости освещения	5-100 %
Повышение температуры в области головы	0.5 °
Количество светодиодов	26
Срок службы светодиодов	60 000 ч
Рабочее расстояние	70-140 см
Диаметр осветительного блока	40 см
Регулировка по высоте	118 см