

Пластина Т-образная Medin с угловой стабильностью

ИМ-7.105464 до 05.07.2022

Т-образная, титан, толщина 1.7 мм, длина 40 / 46 / 54 / 62 мм, отверстий 6 / 7 / 8 / 10 шт.

MEDIN a.s., Чехия



Характеристики

Тип	Т-образная
Материал	титан
Толщина	1.7 мм
Длина	40 / 46 / 54 / 62 мм
Количество отверстий	6 / 7 / 8 / 10 шт.