

## Табло вызова пациента Электрум-ТВ

система вызова пациента, тип кнопка вызова / табло  
вызова / громкоговорящее устройство ,  
воспроизводимые частоты 300-3000 Гц

Электрум ОАО, Беларусь



### Характеристики

Вид	система вызова пациента
Тип сигнализации	кнопка вызова / табло вызова / громкоговорящее устройство
Диапазон воспроизводимых частот	300-3000 Гц
Размер	410×130×23 мм

### Дополнительные характеристики

**Табло вызова пациента Электрум-ТВ** предназначено для светового и звукового информирования посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников учреждений, находящихся в кабинетах. Использование устройства позволяет оптимизировать работу сотрудников.

Устройство состоит из **пульта и светозвукового табло**.

**Пульт вызова** – это устройство на микропроцессоре, которое по нажатию на кнопку, меняет режим работы, формирует тональный звуковой сигнал, управляет светящимися надписями на **светозвуковом табло** – «НЕ ВХОДИТЬ» и «ВХОДИТЕ» (красного и зеленого цвета свечения соответственно).

Цвет активной в данный момент надписи дублируется на пульте управления в виде светодиодного индикатора. Помимо управления двухцветным светозвуковым табло, пульт позволяет передавать голосовые сообщения на внешний громкоговоритель, установленный в светозвуковое табло. При этом становится возможным вызов посетителя по фамилии, номеру, и т.п.