

Табурет медицинский Артинокс АТ-А4 с опорой для ног

ИМ-7.108024/2409

табуретка, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, с опорой для ног, без спинки, без подлокотников, материал основания металл

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	табуретка
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	без спинки
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	450-570 мм
Диаметр сидения	410 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Табурет АТ-А4 Артинокс.

Сидение с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
Регулировка высоты сидения в диапазоне 450-570 мм (пневмоэлемент), диаметр сидения 410 мм, опора для ног, колеса Ø50 мм.
Основа – металл.