

Табурет медицинский Белмедматериалы ТС-1П-03

ИМ-7.6745/2104

табуретка, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, с опорой для ног, без спинки, без подлокотников, материал основания металл

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	табуретка
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	без спинки
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	560-760 мм
Диаметр сидения	410×400 мм
Диаметр основания	630 мм
Нагрузка	100 кг

Дополнительные характеристики

Крестовина, гильза пневмоамортизатора, кольцевая опора для ног – хромированная металлическая.