

Табурет медицинский Белмедматериалы ТВ-2П-01

ИМ-7.6745/2104

табуретка, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, с опорой для ног, без спинки, без подлокотников, материал основания пластмасса

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	табуретка
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	без спинки
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	пластмасса
Высота сидения	500-695 мм
Диаметр сидения	350 мм
Диаметр основания	630 мм
Материал сидения	винилискожа / поролон / фанера
Нагрузка	100 кг

Дополнительные характеристики

Крестовина, гильза пневмоамортизатора, кольцевая опора для ног – черная пластмассовая.