

Тележка медицинская БелЭЗ ТМУ-101

ИМ-7.109130 до 11.11.2025

тип открытый, материал металл, с ограждением, на колесах, нагрузка на полку 150 кг

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Ограждение	Да
Колеса	Да
Допустимая нагрузка на уровень	150 кг

Дополнительные характеристики

Тележки медицинские универсальные БелЭЗ ТМУ-101 предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей медицинского оборудования и др.

Стандартный размер тележки (ш×г×в): 1300×650×900 мм.

Может быть изготовлена различных размеров:

ширина от 500 до 1600 мм;

глубина от 200 до 1000 мм;

высота от 500 до 1400 мм.

Борта: откидные.

Грузоподъемность: 150 кг.