

Тележка медицинская БелЭЗ ТМУ-201

ИМ-7.109130 до 11.11.2025

тип открытый, материал металл, конструкция сборная,
с ограждением, на колесах, нагрузка на полку 150 кг

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Конструкция	сборная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Допустимая нагрузка на уровень	150 кг

Дополнительные характеристики

Тележки медицинские универсальные БелЭЗ ТМУ-201 предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей медицинского оборудования и др.

Стандартный размер тележки (ш×г×в): 1500×800×1000 мм.

Может быть изготовлена различных размеров:

ширина от 500 до 1600 мм;

глубина от 200 до 1000 мм;

высота от 500 до 1400 мм.

Борта: быстросъемные.

Грузоподъемность: 150 кг.