

Тележка медицинская БелЭЗ ТМУ-301

ИМ-7.109130 до 11.11.2025

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с поддоном, с полками,
нагрузка на полку 20 кг

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Поддоны	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	20 кг

Дополнительные характеристики

Тележки медицинские универсальные БелЭЗ ТМУ-301 предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей медицинского оборудования и др.

Модели

ТМУ-301.01 / ТМУ-301.01Н	ТМУ-301.02 / ТМУ-301.02Н
	
ТМУ-301.03 / ТМУ-301.03Н	ТМУ-301.04 / ТМУ-301.04Н
	

Стандартный размер (ш×г×в): 925×540×890 мм.

Тележка может быть изготовлена различных размеров:

- ширина от 250 до 800 мм;
- глубина от 200 до 800 мм;
- высота от 500 до 1400 мм.

Полки: 2 / 3 шт.

Высота борта полки: от 20 до 150 мм.

Грузоподъёмность: 20 кг на полку (поддон).

Материал:

- труба, листовой металл (арт. ТМУ-301.01, ТМУ-301.02, ТМУ-301.03, ТМУ-301.04);
- труба, листовой металл, нержавеющая сталь (арт. ТМУ-301.01Н, ТМУ-301.02Н, ТМУ-301.03Н, ТМУ-301.04Н).