

Тележка медицинская БелЭЗ ТМУ-501

ИМ-7.109130 до 11.11.2025

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, нагрузка на полку 150 кг

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Допустимая нагрузка на уровень	150 кг

Дополнительные характеристики

Тележки медицинские универсальные БелЭЗ ТМУ-501 предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей медицинского оборудования и др.

Может быть изготовлена различных размеров:

- ширина от 500 до 1600 мм;
- глубина от 200 до 1000 мм;
- высота от 500 до 1400 мм.

Стандартный размер (ш×г×в): 1100×600×910 мм.

Грузоподъемность: 150 кг.