

Тележка медицинская грузовая ТГМ-2П

ИМ-7.106010/2210

тип закрытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на
полку 120 кг, 1150×750×1000 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	закрытый
Материал	металл
Характеристика материала	профильная труба / тонколистовая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	120 кг

Габариты

Размер	1150×750×1000 мм
Длина	1150 мм
Ширина	750 мм
Высота	1000 мм