

## Тележка медицинская Медин ТМ-9 гинекологическая приборная

ИМ-7.103301/2006 до 25.06.2025

замок, карман для шнура сетевого, консоль держателя  
кольпоскопа, фильтр сетевой

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Замок	Да
Карман для шнура сетевого	Да
Консоль держателя кольпоскопа	Да
Фильтр сетевой	Да

### Габариты

---

Длина	705 мм
Ширина	665 мм
Высота	1335 мм