

Тележка медицинская Т10.02 кат. № 650 030

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с поддоном, с полками, нагрузка на полку
40 кг, 1270×660×1044 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Поддоны	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	40 кг

Габариты

Размер	1270×660×1044 мм
Длина	1270 мм
Ширина	660 мм
Высота	1044 мм

Дополнительные характеристики

Тележка двухуровневая. Колесные опоры Ø 160мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Верхний уровень – съемный поддон (h=100 мм); нижний – полка. Межполочное расстояние – 720 мм. Нагрузка на поддон, полку – не более 40 кг.