

Тележка медицинская Т10.04 кат. № 650 005

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, с чехлом, нагрузка на полку 40
кг, 850×650×1773 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Чехол	Да
Допустимая нагрузка на уровень	40 кг

Габариты

Размер	850×650×1773 мм
Длина	850 мм
Ширина	650 мм
Высота	1773 мм

Дополнительные характеристики

Тележка трехполочная. Колесные опоры Ø 160мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Межполочное расстояние - 475 мм. В комплект поставки входит тканевый чехол, укрывающий тележку. Грузоподъемность - 40 кг на полку.