

Тележка медицинская Т10.07 кат. № 650 008

ИМ-7.112317

тип закрытый, материал металл, конструкция сварная,  
на колесах, 600×580×950 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Тип                      | закрытый          |
| Материал                 | металл            |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь |
| Конструкция              | сварная           |
| Колеса                   | Да                |
| Ручки                    | Да                |

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 600×580×950 мм |
| Длина  | 600 мм         |
| Ширина | 580 мм         |
| Высота | 950 мм         |

Дополнительные характеристики

Тележка представляет собой емкость со съемной крышкой и распашной дверью в передней части. Колесные опоры Ø 160 мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Остальные два колеса - неповоротные. Используется для перевозки грязного белья.