

Тележка медицинская Т10.08 кат. № 650 023

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с поддоном, нагрузка на полку 20 кг,
760×470×870 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Поддоны	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	20 кг

Габариты

Размер	760×470×870 мм
Длина	760 мм
Ширина	470 мм
Высота	870 мм

Дополнительные характеристики

Тележка с двумя съемными поддонами (h=60 мм). Колесные опоры Ø 50 мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Межполочное расстояние - 390 мм Нагрузка на каждый поддон – не более 20 кг.