

Тележка медицинская ОМЗ ТМ-1

ИМ-7.7242/2302

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 80 кг,
835×450×900 мм

Опытно-механический завод ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	металлическая труба / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	80 кг

Габариты

Размер	835×450×900 мм
Длина	835 мм
Ширина	450 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская для оснащения медицинских учреждений (для размещения и перевозки инструментов, перевязочных материалов, медикаментов, пищи). Каркас изделия выполнен из металлической трубы и уголка. Тележка имеет две съемные металлические полки. Полки – лист толщиной 2 мм гнутый. Покрытие металлических частей – полимер цвет белый либо под заказ. Покрытие и все детали тележек легко переносят гигиеническую обработку и дезинфекцию.