

Тележка медицинская ТМ-Т-01

ИМ-7.98314/2108

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 40 кг,
500×540×1050 мм

НТМ-2000 ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	профильная труба / нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	40 кг

Габариты

Размер	500×540×1050 мм
Длина	500 мм
Ширина	540 мм
Высота	1050 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская ТМ-Т-01 применяется в медицинских, санаторно-курортных и дошкольных учреждениях. Предназначена для транспортировки биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 40 кг.

Дополнительная информация:

Тележка оснащена тремя полками из нержавеющей стали, на которых можно разместить биксы, флаконы с инфузионными растворами, ящики с медикаментами и др.; четыремя колесами для удобной транспортировки биксов и мединструментария в ЦСО, медикаментов, изделий медицинского назначения из аптеки.