

Тележка медицинская ТМ-Т-05

ИМ-7.98314/1609 до 02.09.2021

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, со шторкой, 840×530×1100 мм

НТМ-2000 ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	металлическая труба
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Шторка	Да

Габариты

Размер	840×530×1100 мм
Длина	840 мм
Ширина	530 мм
Высота	1100 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская для хранения и транспортировки чистого белья.