

Тележка медицинская ТМ-Т-10

ИМ-7.98314/2108

тип открытый, материал металл, конструкция сборная,
на колесах, с полками, 1000×500×1850 мм

НТМ-2000 ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Конструкция	сборная
Колеса	Да
Полки	Да

Габариты

Размер	1000×500×1850 мм
Длина	1000 мм
Ширина	500 мм
Высота	1850 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская для транспортировки биксов, изделий медицинского назначения, инфузионных растворов, медикаментов. Комплект поставки: четыре полки, на которых можно разместить биксы, флаконы с инфузионными растворами, ящики с медикаментами и др.; четыремя колесами для удобной транспортировки биксов и мединструментария в ЦСО, медикаментов, изделий медицинского назначения.