


Тележка медицинская ТМ-Т-11

ИМ-7.98314/1609 до 02.09.2021

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, 660×540×1045 мм

НТМ-2000 ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да

Габариты

Размер	660×540×1045 мм
Длина	660 мм
Ширина	540 мм
Высота	1045 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская для транспортировки биксов, изделий медицинского назначения, инфузионных растворов, медикаментов. Комплект поставки: четыре полки из нержавеющей стали, на которых можно разместить биксы, флаконы с инфузионными растворами, ящики с медикаментами и др.; четыремя колесами для удобной транспортировки биксов и медицинструментария в ЦСО, медикаментов, изделий медицинского назначения.