

Тележка медицинская уборочная УБ-2 (с системой механического отжима)

ИМ-7.103806 до 15.02.2021

для уборки, на колесах, с ведром, с реверсивной ручкой

БелАсептика ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для уборки
Материал	металл с порошковым покрытием
Колеса	Да
Ведро	Да
Реверсивная ручка	Да

Габариты

Длина	940 мм
Ширина	390 мм
Высота	860 мм

Дополнительные характеристики

Назначение: для проведения влажной текущей и генеральной уборок, а также текущей и заключительной дезинфекции в организациях здравоохранения. Описание: Каркас тележки произведен из стали с порошковым полимерным покрытием, устойчивым не только к механическим воздействиям, но и к воздействию различных агрессивных веществ. Колеса тележки прочные, прорезиненные и имеют специальные округлые пластиковые бамперы, которые защищают их от ударов о стены и различные предметы (мебель, оборудование, двери и т.п.). Тележка снабжена **реверсивной** (опрокидывающейся в обе стороны) ручкой. Ведра произведены из ударопрочного пластика и выдерживают значительные механические воздействия, а также воздействие агрессивных моющих средств, легко снимаются с каркаса тележки. На тележке (только для модели УБ-2) установлена система механического отжима, позволяющая персоналу избегать непосредственного контакта рук с моющими растворами и водой.

Комплектация:

- металлическая рама с полимерным покрытием с 4-мя колесами $\varnothing 80$ мм и 4-мя бамперами $\varnothing 90$ мм;
- 2 ведра по 15 л, красное и синее;
- реверсивная ручка;

- отжим универсальный с держателем рукоятки швабры (для модели УБ-2).