

Тележка медицинская Т10.02 кат. № 650 002

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с поддоном, с полками, нагрузка на полку
40 кг, 1270×660×1044 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Тип | открытый |
| Материал | металл |
| Характеристика материала | полимерное покрытие |
| Конструкция | сварная |
| Колеса | Да |
| Поддоны | Да |
| Полки | Да |
| Ручки | Да |
| Допустимая нагрузка на уровень | 40 кг |

Габариты

| | |
|--------|------------------|
| Размер | 1270×660×1044 мм |
| Длина | 1270 мм |
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 1044 мм |

Дополнительные характеристики

Тележка двухуровневая. Колесные опоры Ø 160мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Верхний уровень - съемный поддон (h=100 мм); нижний - полка. Межполочное расстояние - 720 мм. Нагрузка на поддон, полку – не более 40 кг.