

## Тележка медицинская Т10.08 кат. № 650 031

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,  
на колесах, с поддоном, нагрузка на полку 10 кг,  
1180×455×1010 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Поддоны	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	10 кг

### Габариты

---

Размер	1180×455×1010 мм
Длина	1180 мм
Ширина	455 мм
Высота	1010 мм

### Дополнительные характеристики

---

Тележка с двумя съемными поддонами глубиной 60 мм. Колесные опоры Ø 125 мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Межполочное расстояние - 440 мм Нагрузка на каждый поддон – не более 10 кг.