

Тележка медицинская Т10.11 кат. № 650 020

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на
полку 60 кг, 1180×660×1044 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	60 кг

Габариты

Размер	1180×660×1044 мм
Длина	1180 мм
Ширина	660 мм
Высота	1044 мм

Дополнительные характеристики

Тележка двухполочная с трехсторонними боковыми ограждениями (h=100 мм). Колесные опоры Ø 160 мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Остальные два колеса - неповоротные. Межполочное расстояние - 450 мм. Нагрузка на каждую полку – не более 60 кг.