

Тележка медицинская Т10.13 кат. № 650 017

ИМ-7.112317

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на
полку 100 кг, 1180×660×1044 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	100 кг

Габариты

Размер	1180×660×1044 мм
Длина	1180 мм
Ширина	660 мм
Высота	1044 мм

Дополнительные характеристики

Тележка однополочная с трехсторонним боковым ограждением (h=100 мм). Колесные опоры Ø 160 мм (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). Остальные два колеса - неповоротные. Нагрузка на полку – не более 100 кг.