

Тепловлагообменник для трахеостомии hydro-trach T Mk.II 1873000

ИМ-7.113857

возвращенная влага 26 мг H₂O/л, минимальный
дыхательный объем 60 мл, масса 8 гр

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Возвращенная влага	26 мг H ₂ O/л
Сжимаемый объем	19 мл
Минимальный дыхательный объем	60 мл
Масса	8 гр

Дополнительные характеристики

Hydro-Trach T Mk.II - ТВО, предназначенный для использования у больных с трахеостомой на спонтанном дыхании, позволяет снизить у них потери тепла и влаги.