

Термометр электронный Beurer BY 11 детский

ИМ-7.113806

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 10 с, 35 °C, водонепроницаемый,
гибкий наконечник, память измерений

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	10 с
Диапазон измеряемых температур	35 °C
Водонепроницаемый	Да
Гибкий наконечник	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Электронный термометр Beurer BY 11 для измерения температуры тела ребенка контактным методом. Идеально подходит для детей младшего возраста.

Измерение температуры тела: ректально, орально и подмышечно.

Время измерения: около 10 секунд.

Достоинства Beurer BY 11:

- результат измерения отображается на дисплее;
- самотестирование при включении;
- время измерения около 10 секунд – экспресс измерение;
- акустический сигнал при выявлении повышенной температуры (выше 37.8 °C);
- акустический сигнал о завершении измерения;
- автоматическое выключение через 10 минут после измерения;
- хранение в памяти прибора результата последнего измерения;
- диапазон измерения температуры тела от 35 °C до 42.9 °C с точностью +/-0.1 °C;
- питание термометра осуществляется от одной батарейки (1×1.5 В LR41), которая входит в комплект поставки (установлена в термометр);
- гибкий наконечник;

- изделие не содержит ни стекла, ни ртути;
- водонепроницаемый наконечник и дисплей, дезинфицируемый.