

## Термометр электронный Beurer FT 13

ИМ-7.113806

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,  
время измерения 30 с, 35 °C, водонепроницаемый,  
гибкий наконечник, память измерений

Beurer GmbH, Германия



### Характеристики

---

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип                            | электронный                         |
| Способ измерения               | подмышечный / оральный / ректальный |
| Время измерения                | 30 с                                |
| Диапазон измеряемых температур | 35 °C                               |
| Водонепроницаемый              | Да                                  |
| Гибкий наконечник              | Да                                  |
| Память                         | Да                                  |

### Дополнительные характеристики

---

**Электронный термометр Beurer FT 13** – медицинский термометр с очень гибким измерительным наконечником. Предупреждающий звуковой сигнал при температуре выше 37.8 °C для дополнительного удобства измерений.

**Измерение температуры тела:** ректально, орально и подмышечно.

**Время измерения:** около 30 секунд.

**Достоинствами FT 13 являются:**

- измерение температуры тела проводится ректально, орально и подмышечно;
- результат измерения отображается на дисплее;
- самотестирование при включении;
- время измерения около 30 секунд;
- акустический сигнал при выявлении повышенной температуры (выше 37.8 °C);
- акустический сигнал о завершении измерения;
- автоматическое выключение через 10 минут после измерения;
- хранение в памяти прибора результата последнего измерения;
- диапазон измерения температуры тела 32.0-42.9 °C (89.6-109.2 °F) с точностью +/-0.1 °C;
- питание термометра осуществляется от батарейки (1×.5 В LR41), которая входит в комплект поставки (установлена в термометр);
- гибкий наконечник;

- изделие не содержит ни стекла, ни ртути;
- водонепроницаемый наконечник и дисплей, дезинфицируемый.