

Термометр инфракрасный Jumper JPD-FR202

ИМ-7.117273

инфракрасный, бесконтактный, время измерения 1 сек, 22-43 □

Shenzhen Jumper Medical Equipment, Китай



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	бесконтактный
Время измерения	1 сек
Диапазон измеряемых температур	22-43 □

Дополнительные характеристики

Инфракрасный термометр Jumper JPD-FR202 – это бесконтактный прибор, предназначенный для мгновенного и безопасного измерения температуры тела человека и различных объектов. Устройство работает на основе технологии пассивного инфракрасного приема, что исключает необходимость физического контакта и предотвращает риск перекрестного заражения.

Функциональные особенности:

- **Высокая скорость и точность:** сверхчувствительный ИК-датчик позволяет получить результат измерения всего за 1 секунду. Повышенная достоверность показаний обеспечивается системой автоматической калибровки по температуре.
- **Двухрежимное измерение:** прибор поддерживает режим «Лоб» для контроля температуры тела и режим «Объект» для измерения температуры поверхностей, таких как детское питание, молоко или вода для купания.
- **Интеллектуальная система оповещений:** устройство оснащено цветовой и звуковой индикацией результатов. Зеленая подсветка сопровождает нормальные показатели (22-37.5°C), а красная подсветка с тройным звуковым сигналом предупреждает о наличии лихорадки (37.6-43°C).
- **Встроенная память:** термометр автоматически сохраняет до 20 последних результатов, что позволяет отслеживать динамику изменений температуры в памяти устройства.
- **Эргономика и экономичность:** компактный ручной дизайн обеспечивает удобство в эксплуатации. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения через 10 секунд бездействия.

Технические характеристики Jumper JPD-FR202

Метод измерения	бесконтактный инфракрасный
Диапазон измерений	• Лоб: 22-43°C (71.6-109.4°F) • Объект: 0-100°C (32-212°F)
Точность	± 0.2°C (в диапазоне 36-39°C)
Разрешение дисплея	0.1°C (0.1°F)
Объем памяти	20 показаний
Электропитание	3.0 В постоянного тока (2 батарейки типа AAA)
Габариты	150×88.2×40.6 мм
Вес	109.5 г (включая батарейки)

Комплект поставки:

- Инфракрасный термометр – 1 шт.
- Чехол для хранения – 1 шт.
- Элементы питания (тип AAA) – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.