

Термометр инфракрасный Beurer FT 70

ИМ-7.113806

инфракрасный, бесконтактный / лобный / ушной,
время измерения 10 сек, 34.0 °C, память измерений

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	бесконтактный / лобный / ушной
Время измерения	10 сек
Диапазон измеряемых температур	34.0 °C
Память	Да

Дополнительные характеристики

Инфракрасный термометр Beurer FT 70 для измерения температуры тела человека бесконтактным способом.

Измерение температуры тела: в ухе или в области лба (по инфракрасному излучению).

Время измерения: 10 секунд.

Достоинства Beurer FT-70:

- измерение температуры тела проводится в ухе или в области лба бесконтактно по инфракрасному излучению;
- результат измерения (температура тела, в помещении, объекта) отображается на дисплее;
- самотестирование при включении;
- акустический и оптический сигналы при выявлении повышенной температуры (выше 38 °C);
- акустический и оптический сигналы о завершении измерения;
- возможность включить/выключить акустический сигнал;
- автоматическое выключение через 60 секунд после измерения;
- хранение в памяти прибора результата последних 10 измерений;
- диапазон измерения температуры тела 34.0 – 43.0 °C с точностью +/- 0.2 °C;
- диапазон измерения температуры объекта 0 - 100.0 °C с точностью +/- 1.5 °C;
- отображение результата измерения температуры в виде оптического сигнала: зеленый – нормальная температура тела, красный – повышенная температура тела (выше 38 °C);
- отображение на дисплее даты и времени при включенном термометре;
- питание термометра осуществляется от батарейки (2 × 1.5 В AAA), которая входит в комплект поставки (установлена в термометр);
- простота использования, большой экран (XL);

- изделие не содержит ни стекла, ни ртути.

В комплект поставки входит чехол для хранения.