

Термометр инфракрасный Beurer FT 58

ИМ-7.106426 до 28.04.2023

инфракрасный, ушной, время измерения 3 сек, 35-42 °C,
память измерений

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	ушной
Время измерения	3 сек
Диапазон измеряемых температур	35-42 °C
Память	Да

Дополнительные характеристики

Электронный термометр Beurer FT 58 для измерения температуры тела человека контактным способом.

Измерение температуры тела: в ухе (инфракрасное излучение).

Время измерения: несколько секунд.

Достоинствами FT 58 являются:

- измерение температуры тела проводится в ухе по инфракрасному излучению;
- результат измерения (температура тела, в помещении, объекта) отображается на дисплее;
- время измерения: несколько секунд;
- акустический сигнал при выявлении повышенной температуры (выше 37.5 °C);
- акустический сигнал о завершении измерения;
- автоматическое выключение через 60 секунд после измерения;
- хранение в памяти прибора результата последних 10 измерений;
- диапазон измерения температуры тела 35-42 °C (95.9–107.6 °F) с точностью +/-0.2 °C (+/-0.4 °F);
- диапазон измерения температуры объекта – 20-100.0 °C (-4-212 °F) с точностью +/-0.2 °C (+/-0.4 °F);
- диапазон измерения температуры в помещении 0–50 °C (32–122 °F) с точностью +/-0.2 °C (+/-0.4 °F);
- отображение результата измерения температуры в виде смайлика: веселый – нормальная температура тела, грустный – повышенная температура тела (выше 38 °C);
- отображение на дисплее даты и времени при включенном термометре;
- питание термометра осуществляется от батарейки (2×1.5 В AAA), которая входит в комплект поставки (установлена в термометр);
- изделие не содержит ни стекла, ни ртути;
- в комплект поставки входят **10 защитных колпачков**.