

Термометр инфракрасный Beurer FT 78

ИМ-7.106426 до 28.04.2023

инфракрасный, ушной, время измерения 3 сек, 35.0-42.2 °C, память измерений

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	ушной
Время измерения	3 сек
Диапазон измеряемых температур	35.0-42.2 °C
Память	Да

Дополнительные характеристики

Beurer FT 78 – термометр для измерения температуры в ухе.

Измерение температуры тела: в ухе (инфракрасное излучение).

Время измерения: несколько секунд.

Достоинствами FT 78 являются:

- измерение температуры тела проводится в ухе по инфракрасному излучению;
- время измерения: несколько секунд;
- подсветка дисплея;
- результат измерения отображается на дисплее;
- оптический/акустический сигнал при выявлении повышенной температуры (выше 37,5 °C);
- акустический сигнал о завершении измерения;
- возможность вкл./выкл. акустический сигнал;
- автоматическое выключение через 60 секунд после измерения;
- хранение в памяти прибора результата последних 9 измерений;
- диапазон измерения температуры тела 35.0 - 42.2 °C (95.0 – 108.0 °F) с точностью +/-0.2 °C (+/-0.4 °F);
- питание термометра осуществляется от батарейки (1×3 В CR2032), которая входит в комплект поставки (установлена в термометр);
- изделие не содержит ни стекла, ни ртути;
- в комплект поставки входят **6 защитных колпачков**.