

Термометр электронный Microlife MT 17K1

ИМ-7.107201 до 20.12.2023

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 30 сек - 3 мин, 32-42.9 °C гибкий
наконечник, память измерений

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	30 сек - 3 мин
Диапазон измеряемых температур	32-42.9 °C
Гибкий наконечник	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Электронный термометр Microlife MT17K1 – медицинский прибор для измерения температуры тела тремя возможными способами: оральным (во рту), ректальным (в прямой кишке) и аксиллярным (в подмышечной впадине). Термометр имеет яркий, веселый дизайн в виде утенка, упрощающий проведение диагностики у малышей. Может использоваться взрослыми и для детей.

Термометр не требует предварительного встряхивания и других манипуляций, характерных для ртутных аналогов, готов к работе сразу после включения.

Минимальное время диагностики:

- 30 секунд – при ректальном и оральном способах составляет;
- от 3 минут – в подмышечной впадине.

Преимущественные характеристики Microlife MT 17K1:

- простое управление одной кнопкой;
- звуковой сигнал во время включения и завершения диагностики;
- удобный цифровой дисплей;
- автоматическое выключение после завершения измерения;
- память на последнее значение;
- не содержит стекла, соединений ртути, безопасен при эксплуатации и случайном падении;
- комплектуется чехлом для хранения.

Гибкий наконечник исключает дискомфорт при выполнении измерения.