

Термошейкер DLAB HM100-Pro

ИМ-7.115847

для планшет / для пробирок, твердотельный,
диапазон температуры 15-100, скорость
перемешивания 200-1500 об/мин, размеры
200×235×120 мм

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Назначение	для планшет / для пробирок
Тип	твердотельный
Диапазон установки температуры	15-100 °C
Скорость перемешивания	200-1500 об/мин
Размеры	200×235×120 мм

Дополнительные характеристики

DLAB HM100-Pro – термошейкер с алюминиевым термоблоком с регулируемой температурой нагрева до +100°C.

Функции: нагрев, встряхивание

Материал термоблока: алюминий

Температура: от +15°C до +100°C (скорость нагрева 5.5 °C/мин)

Скорость: 200-1500 об/мин

Таймер: от 0 до 99 ч 30 мин

Комплект поставки:

- термошейкер
- термоблок на выбор
- адаптер электропитания
- руководство по эксплуатации