

## Термостат твердотельный DLAB HB120-S

ИМ-7.115847

твердотельный, температура в камере 120 °С,  
размеры 175×290×85 мм

DLAB Scientific Co., Китай



### Характеристики

---

Тип	твердотельный
Температура в камере	120 °С
Размеры	175×290×85 мм
Масса	3 кг

### Дополнительные характеристики

---

**DLAB HB120-S** – термостат твердотельный лабораторный нагревающий (без охлаждения).

**Материал блока:** алюминий

**Температура:** от (на 5°С выше комнатной) до +120°С

**Таймер:** от 0 до 99 ч 30 мин

**Режим работы:** таймер либо непрерывная работа

**Комплект поставки:**

- термостат
- кабель электропитания
- руководство по эксплуатации