

## Термосумка Бел-Медикон 24 л

термосумка, транспортировка биоматерала / лекарств,  
объем -24 л, охлажденное состояние 20 ч,  
замороженное состояние 12 ч

Бел-Медикон ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	термосумка
Транспортировка	биоматерала / лекарств
Объем	-24 л
Охлажденное состояние	20 ч
Замороженное состояние	12 ч

### Дополнительные характеристики

---

**Термосумка Бел-Медикон 24 л** представляет собой термически изолированные жесткие контейнеры с крышкой на двухсторонней молнии и предназначены для сохранения содержимого в охлажденном или подогретом состоянии.

Внутренняя часть термосумки изготовлена из термоизолирующего материала и жесткой пластиковой основы с возможностью санитарной обработки, наружная часть из непромокаемой, моющейся ткани. Для более длительного поддержания необходимой температуры сумки могут использоваться с аккумуляторами холода или грелками. Использование термосумки в качестве холодильника с аккумуляторами холода, позволяет сохранять содержимое в охлажденном состоянии более 20 часов, в замороженном состоянии более 12 часов, в зависимости от режима использования.