

## Тест-полоски для мочи Labstrip U11 Plus GL

ИМ-7.105066/2203

тест-полоски, система закрытая, аскорбиновая кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь / лейкоциты / нитриты / удельный вес / уробилиноген / рН, метод определения качественный / полуколичественный, 150 определений

77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия



### Характеристики

Тип	тест-полоски
Для анализаторов	77 Elektronika Muszeripari Kft.
Система	закрытая
Параметр определения	аскорбиновая кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь / лейкоциты / нитриты / удельный вес / уробилиноген / рН
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча
Количество определений	150

### Дополнительные характеристики

**Тест-полоски для мочи Labstrip U11 Plus GL (кат. номер ANA-9901GL-1)** – тестовая полоска для полуколичественного анализа мочи из свежей мочи. Используются с анализатором LabUMat 2 либо ручным методом.

150 штук тест-полосок, каждая имеет 11 измерительных зон. Эти зоны содержат чувствительные реагенты.

Цвет тестового поля изменяется в результате химической реакции с мочой.

Контроль качества можно осуществлять контрольными материалами для мочевых тест-полосок и осадка мочи Dip and Spin Urinalysis Dipstick/Microscopics Control.

**Время определения:** 1 мин.