

## Тест-полоски для мочи Labstrip U12 mALB/CREA

ИМ-7.113533

тест-полоски, система закрытая, альбумин / аскорбиновая кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь / креатинин / лейкоциты / нитриты / уробилиноген / pH, метод определения качественный / полуколичественный, 150 определений

77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Тип	тест-полоски
Для анализаторов	77 Elektronika Muszeripari Kft.
Система	закрытая
Параметр определения	альбумин / аскорбиновая кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь / креатинин / лейкоциты / нитриты / уробилиноген / pH
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча
Количество определений	150

### Дополнительные характеристики

---

**Тест-полоски для мочи Labstrip U12 mALB/CREA** – тестовая полоска для полуколичественного анализа мочи из свежей мочи. Используются с анализатором LabUMat 2 либо ручным методом.

150 штук тест-полосок, каждая имеет 12 измерительных зон. Эти зоны содержат чувствительные реагенты. Цвет тестового поля изменяется в результате химической реакции с мочой.

**Время определения:** 1 мин.