

Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz 64 In

ИМ-7.113785

рентгеновский компьютерный томограф, количество срезов 64, толщина среза 0.625 мм, генератор 140 кВт, апертура 72 см

Neusoft Medical Systems Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	рентгеновский компьютерный томограф
-----	-------------------------------------

Параметры сканирования

Максимальное количество срезов	64
Толщина среза	0.625 мм

Рентгеновская трубка

Рентгеновская трубка	5 МНУ
Мощность генератора	140 кВт
Максимальное время сканирования	100 с

Гентри

Угол положения детекторов	30°
Апертура	72 см
Время полного оборота	0.5 с

Стол пациента

Максимальная нагрузка	205 кг
-----------------------	--------

Описание

Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz 64 In – компьютерный томограф с отображением нескольких срезов, который можно использовать как систему для рентгенологической компьютерной томографии всего тела, оснащенную непрерывно вращающейся рентгеновской трубкой и массивом детекторов.

Полученные данные трансмиссии рентгеновского излучения реконструируются посредством компьютера для создания поперечных изображений тела, полученных в одной и той же аксиальной плоскости под разными углами или в спиральных плоскостях под разными углами.