

Томограф рентгеновский компьютерный спиральный TSX-301C (Aquilion ONE)

ИМ-7.105616 до 07.09.2022

рентгеновский компьютерный томограф, количество срезов 640, толщина среза 0.50 мм / 1.00 мм / 2.00 мм / 3.00 мм / 4.00 мм / 5.00 мм / 6.00 мм / 8.00 мм ,
апертура 78 см, сканирование поля зрения 180 мм / 240 мм / 320 мм / 400 мм / 500 мм

Toshiba Medical Systems Corporation, Япония

