

## Тонометр автоматический Prolife PA2 Basic AD

ИМ-7.117297

автоматический, осциллометрический, на плечо,  
манжета 22-42 см, давление 30-255 мм рт. ст., пульс  
40-199 уд./мин

Shenzhen Combei Technology Co., Китай



### Характеристики

---

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	30-255 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-199 уд./мин
Вес	225 г

### Описание

---

**Тонометр автоматический Prolife PA2 Basic AD (BPCB0A-3H)** – это надежный и функциональный цифровой прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, разработанный для домашнего использования. Устройство сочетает в себе простоту управления и современные технологии контроля сердечного ритма, обеспечивая высокую точность результатов даже при наличии аритмии.

#### Передовые технологии и функции:

- **IHB (Irregular Heart Beat):** интеллектуальная технология детекции нерегулярного пульса. Она позволяет проводить достоверные измерения даже при наличии аритмии, своевременно оповещая пользователя о возможных нарушениях сердечного ритма с помощью специального индикатора.
- **ComfortSense:** адаптивная система нагнетания воздуха, которая подстраивается под индивидуальные характеристики пользователя. Технология регулирует давление в манжете, обеспечивая комфортное измерение без чрезмерного сдавливания руки.
- **ComfortPro:** технология быстрого и бережного измерения артериального давления непосредственно на этапе нагнетания воздуха в манжету.
- **Память для двух пользователей:** прибор позволяет вести отдельный учет измерений для двух человек. Внутренняя память сохраняет до 120 результатов с фиксацией даты и времени для каждого профиля.

## Эргономика и удобство использования:

- **Дисплей с подсветкой:** большой экран оснащен функцией подсветки, что в сочетании с очень крупными цифрами делает результаты легко читаемыми при любом уровне освещения.
- **Универсальная манжета:** в комплект входит стандартная конусная манжета размера M-L (22-42 см), подходящая для большинства пользователей.
- **Двойная система питания:** тонометр может работать как от обычных батареек, так и от сети. Входящий в комплект адаптер питания с разъемом USB-C обеспечивает стабильную работу устройства в стационарных условиях.

## Технические характеристики Prolife PA2 Basic AD

<b>Метод измерения</b>	осциллометрический
<b>Тип манжеты</b>	стандартная, размер M-L (22-42 см)
<b>Измерение давления</b>	30-255 мм рт. ст. (шаг 1 мм рт. ст.)
<b>Измерение пульса</b>	40-199 уд./мин.
<b>Объем памяти</b>	2 пользователя × 120 записей
<b>Электропитание</b>	4 батарейки типа AAA или сетевой адаптер
<b>Габариты</b>	145×90×49 мм
<b>Масса (с элементами питания)</b>	225 г

## Комплект поставки:

- Электронный блок тонометра – 1 шт.
- Манжета стандартная M-L (22-42 см) – 1 шт.
- Сетевой адаптер Prolife (USB-C) – 1 шт.
- Элементы питания типа AAA – 4 шт.
- Чехол для хранения – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.